


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd59 Pour Wb, Elisa - P13987

Numéro d'article: CM0010989



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant contre le CD59 humain (protectine) pour WB et ELISA. Adapté aux études sur la régulation du complément et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD59 Lapin mAb
Remarques / Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	966
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 49 et 128 du CD59 humain (NP_000602.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13987
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace