


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd59 Pour Wb, Elisa - P13987

Numéro d'article: CM0006851



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD59 humain validé pour Western blot et ELISA. Cible la glycoprotéine CD59, inhibiteur du complexe d'attaque membranaire du complément, adapté à la recherche sur le complément et aux essais diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb anti-CD59 de lapin
Remarques / Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Espèce	Humain
GeneID (humain)	966
GeneID	966
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 26 et 126 du CD59 humain. (NP_000602.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13987
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace