

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd62E Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q00690

Numéro d'article: CM0011482

Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la CD62E de souris (E-sélectine), validé pour WB, IF/ICC, FC et ELISA. Immunogène recombinant ciblant les résidus 22-557. Réagit avec la souris, 66 kDa. Idéal pour la recherche sur l'adhésion endothéliale et le trafic des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD62E
Remarques / Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-sélectine
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	6401
ID du gène	20339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-557 de la CD62E de souris (NP_035475.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00690
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace