

Anticorps Monoclonal Anti-Cd62L/L-Sélectine (Apc/Cyanine7) Pour Cytométrie En Flux - P14151

Numéro d'article: CM0009452



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 contre la CD62L humaine (L-sélectine). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier le homing lymphocytaire, le roulement des leucocytes et l'adhésion cellulaire dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD62L/L-Sélectine humaine conjugué APC/Cyanine7
Remarques/Alias	TQ1 ; LAM1 ; LEU8 ; LNHR ; LSEL ; CD62L ; LYAM1 ; PLNHR ; LECAM1
Espèce	Humain
GeneID	6402
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-332 de la CD62L/L-Sélectine humaine (NP_000646.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14151
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace