

Anticorps Polyclonal Anti-CD62L/L-Sélectine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14151

Numéro d'article: CM0023516



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD62L/L-Sélectine humaine, adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion des leucocytes et le homing lymphocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD62L/L-Sélectine Lapin pAb
Remarques/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1; CD62L/L-Sélectine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6402
GeneID	6402
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la CD62L/L-Sélectine humaine (NP_000646.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14151
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace