

Anticorps Monoclonal Anti-Cd62P/P-Sélectine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Numéro d'article: CM0005786



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD62P/P-sélectine de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Spécifique de la protéine de 91 kDa, idéal pour la recherche sur l'inflammation et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD62P/P-sélectine Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectin
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	6403
GeneID	6403
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 731-830 de la CD62P/P-sélectine humaine (P16109)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P16109
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac isotherme