

Anticorps Polyclonal Anti-CD62P/P-Sélectine Pour Wb, Elisa - P16109

Numéro d'article: CM0015517



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-CD62P/P-sélectine de CamelBio cible le domaine extracellulaire (aa 220-319). Convient pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la P-sélectine humaine et murine (91kDa). Soutient la recherche sur l'inflammation, la thrombose et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin CD62P/P-sélectine
Remarques/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-sélectine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6403
GeneID	6403
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-319 de la CD62P/P-sélectine humaine (NP_002996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16109
Poids moléculaire	91kDa
Expédition	Sac de glace