

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd62P/P-Sélectine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16109

Numéro d'article: CM0007041



Introduction

Cet anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-CD62P/P-sélectine est validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains. Il cible la P-sélectine, une molécule d'adhésion clé impliquée dans le roulement des leucocytes et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD62P/P-sélectine
Remarques/Synonymes	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-sélectine
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	6403 (humain)
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 42 et 771 de la CD62P/P-sélectine humaine (NP_002996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P16109
Poids moléculaire	91 kDa
Expédition	Sac réfrigérant