

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd62P/P-Selectine Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P16109

Numéro d'article: CM0007796



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la CD62P/P-selectine humaine, validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Idéal pour l'étude de l'adhésion leucocytaire et des voies de signalisation de l'inflammation dans la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD62P/P-selectine
Remarques/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	6403
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P16109
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace