

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd62P/P-Sélectine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Numéro d'article: CM0018486



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD62P/P-sélectine validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, l'adhésion leucocytaire et l'activation plaquettaire, issu de la plateforme de matières premières IVD de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CD62P/P-sélectine
Remarques/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6403
ID de gène	6403
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-200 de la CD62P/P-sélectine humaine (NP_002996.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P16109
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace