


Anticorps Monoclonal Anti-Cd63 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08962

Numéro d'article: CM0003142



Introduction

CD63 Rabbit mAb validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible le CD63 humain (granulophysine, LAMP-3), une tétraspanine impliquée dans l'adhésion cellulaire, la signalisation et la biologie des exosomes. Idéal pour la recherche sur le cancer et les exosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD63 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MLA1, ME491, LAMP-3, OMA81H, TSPAN30, CD63
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 103-203 du CD63 humain (NP_001771.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08962
Poids de la protéine	17 kDa / 23 kDa / 25 kDa
Expédition	Sac isotherme