

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd64 Pour Wb, Elisa - P12314

Numéro d'article: CM0006679



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la CD64 humaine (FcγRI), validé pour les applications Western blot et ELISA. Récepteur Fc à haute affinité pour les IgG, exprimé sélectivement sur les monocytes/macrophages et médiateur de l'ADCC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD64 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-288 de la CD64 humaine (NP_000557.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12314
Poids de la protéine	45-75kDa
Expédition	Sac de glace