

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd64 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P12314

Numéro d'article: CM0014078



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur Fc de haute affinité pour l'IgG, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le CD64 (FCGR1A) chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'immunologie, l'ADCC et le développement de dosages immunitaires diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin CD64
Remarques/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2209
GeneID	2209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-288 du CD64 humain (NP_000557.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12314
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace