

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd66A/Ceacam1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P31809

Numéro d'article: CM0009489



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CD66a/CEACAM1 de souris, validé pour WB, IF-P, IHC-P, FC et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour l'étude de la régulation immunitaire, l'adhésion cellulaire et la recherche sur les infections à coronavirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD66a/CEACAM1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	634
GeneID	26365
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-428 de CD66a/CEACAM1a de souris (NP_001034274.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P31809
Poids de la protéine	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace