

Anti-Cd66A/Ceacam1 Lapin Polymab® Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P13688 / P31809

Numéro d'article: CM0012791



Introduction

PolymAb® de lapin ciblant le CD66a/CEACAM1 humain/souris, validé pour WB, IHC, IF, ELISA. Médie l'adhésion cellulaire et la régulation immunitaire ; idéal pour la recherche en cancérologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD66a/CEACAM1 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	634
GeneID	634/26365
Immunogène	Protéine recombinante de CD66a/CEACAM1 humain/souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13688/P31809
Poids de la protéine	30kDa/37kDa/43kDa/46kDa/50kDa/57kDa
Expédition	Sac de glace