

Anticorps Monoclonal Anti-Cd68 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P31996

Numéro d'article: CM0006627

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD68 de souris (Macrosialine). Validé pour WB, IF/ICC, FC, ELISA. Reconnaît une protéine d'environ 33/34 kDa. Convient pour l'étude de la phagocytose, de l'homéostasie des macrophages et du métabolisme lysosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD68 Lapin mAb
Remarques/Alias	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	968
GeneID (Souris)	12514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 291 du CD68 de souris (NP_001277987.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31996
Poids moléculaire	33KDa/34KDa
Expédition	Sac de glace