

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd68 Pour Wb, If-P, Fc (Intra), Elisa - P34810

Numéro d'article: CM0003685

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la protéine CD68 humaine (macrosialine, GP110). Validé pour WB, IF-P, FC (intra) et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD68 Rabbit mAb
Remarques / Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	968
GenelD	968
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la CD68 humaine (NP_001242.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34810
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace