

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd68 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P34810

Numéro d'article: CM0004185

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD68 de haute qualité validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît la macrosialine humaine (37kDa), un marqueur des macrophages impliqué dans la phagocytose et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CD68 Lapin mAb                                                                           |
| Remarques/Alias      | GP110; LAMP4; SCARD1; CD68                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                   |
| GenelD (Humain)      | 968                                                                                      |
| GenelD               | 968                                                                                      |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 du CD68 humain (NP_001242.2) |
| Source               | Lapin                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                    |
| Application          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                   |
| SWISS                | P34810                                                                                   |
| Poids de la protéine | 37kDa                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                             |