

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd68 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Numéro d'article: CM0025441

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CD68 humain (GP110, LAMP4, SCARD1) pour western blot, immunofluorescence et ELISA. Validé pour la réactivité humaine, murine et rat. Adapté aux études sur les macrophages et les tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD68
Remarques/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	968
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 du CD68 humain (NP_001242.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34810
Poids moléculaire protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace