

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd68 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Numéro d'article: CM0015335

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD68 humain (macrosialine, GP110, LAMP4). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la biologie des macrophages et les études endolysosomales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD68 Lapin pAb
Remarques/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	968
ID de gène	968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-200 du CD68 humain (NP_001242.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34810
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace