

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd68 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31996

Numéro d'article: CM0022959

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD68 (Lamp4/gp110/Scard1) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur les macrophages et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD68 pAb de lapin
Remarques/Alias	Lamp4 ; gp110 ; Scard1 ; CD68
Espèce	Souris
GenelD (humain)	968
GenelD	12514
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de CD68 de souris (NP_001277987.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P31996
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Poche de glace