

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd68 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810

Numéro d'article: CM0013967

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD68 humaine (macrosialine, Gp110) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur les macrophages et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CD68 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques / Alias    | GP110; LAMP4; SCARD1; CD68                                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                     |
| Identifiant de gène  | 968                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 22 et 319 de la CD68 humaine (NP_001242.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Applications         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                             |
| SWISS                | P34810                                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 37 kDa                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                               |