

Anti-Cd68 Rabbit Polymab® Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810 / P31996

Numéro d'article: CM0005427

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-CD68 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la macrosialine humaine et murine (Lamp4, gp110, Scard1), une glycoprotéine membranaire lysosomale/endosomale impliquée dans les activités phagocytaires des macrophages et l'adhésion des cellules tumorales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD68 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Espèce	Humain/Souris
GenelD (Humain)	968
GenelD	968/12514
Immunogène	Protéine recombinante de CD68 humain/souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P34810/P31996
Poids moléculaire	70-130 kDa
Expédition	Sac de glace