

Anticorps Monoclonal Anti-Cd69 Pour Fc - Q07108

Numéro d'article: CM0007789



Introduction

mAb de lapin anti-homme/singe CD69 pour cytométrie en flux. Immunogène protéique recombinant, réactivité croisée avec l'homme et le cynomolgus. Idéal pour les études d'activation précoce des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-homme/singe CD69
Remarques/Alias	AIM, EA1, MLR-3, CLEC2C, GP32/28, BL-AC/P26
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	969
ID du gène	969
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-199 de CD69 humain (NP_001772.1)).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace