

Polyclonal Anticorps Anti-Cd69 Pour Wb, Elisa - Q07108

Numéro d'article: CM0021442



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD69 humain, adapté au Western blot et à l'ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'antigène d'activation précoce et la régulation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD69 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	969
GeneID	969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située entre les acides aminés 1 et 80 du CD69 humain (NP_001772.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07108
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace