

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd69 Pour Wb, Elisa - Q07108

Numéro d'article: CM0006932



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre le CD69 humain (SWISS : Q07108) pour le western blot et l'ELISA. Détecte le CD69 dans des échantillons humains et réagit de manière croisée avec le rat. L'immunogène correspond aux acides aminés 62-199.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD69 mAb Lapin
Remarques/Alias	AIM ; EA1 ; MLR-3 ; CLEC2C ; GP32/28 ; BL-AC/P26 ; CD69
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	969
GeneID	969
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-199 du CD69 humain (NP_001772.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q07108
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace