


Polymab® Anti-Cd69 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q07108

Numéro d'article: CM0012798



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD69 humain (AIM, EA1, CLEC2C) pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'activation des lymphocytes T et l'homéostasie immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD69 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espèce	Humaine
GeneID	969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-199 de CD69 humain (NP_001772.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07108
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace