

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd7 Pour Wb, Elisa - P09564

Numéro d'article: CM0007611

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD7 de haute qualité pour applications WB et ELISA. Spécifique du CD7 humain, un marqueur des lymphocytes T et des cellules NK impliqué dans l'activation immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD7 mAb lapin
Remarques/Alias	GP40 ; TP41 ; LEU-9 ; CD7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	924
Identifiant du gène	924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 de la protéine CD7 humaine. (NP_006128.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09564
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac isotherme