

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09564

Numéro d'article: CM0008813

Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin dirigé contre le CD7 humain, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Le CD7 est une glycoprotéine transmembranaire des lymphocytes T et des cellules NK impliquée dans l'immunité adaptative ; idéal pour la recherche en immunologie et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb anti-CD7 de lapin
Remarques/Alias	GP40 ; TP41 ; Tp40 ; LEU-9 ; CD7
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	924
ID du gène	924
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 141 et 240 du CD7 humain (P09564).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P09564
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace