


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd70 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32970

Numéro d'article: CM0019347



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD70 humain (ligand de CD27, TNFSF7), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en immunologie sur l'activation des lymphocytes T et la surveillance immunitaire des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD70
Remarques/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	970
GeneID	970
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-126 du CD70 humain (NP_001243.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32970
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace