


Anticorps Monoclonal Anti-Cd71 () Pour Cytométrie En Flux - P02786

Numéro d'article: CM0009424



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD71 humain (récepteur 1 de la transferrine). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'étude du métabolisme du fer, de la prolifération des cellules T/B et des mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD71 humain
Remarques/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7037
GeneID	7037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-250 du CD71 humain (NP_003225.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02786
Poids moléculaire	38 kDa
Expédition	Sac réfrigérant