


Anticorps Monoclonal Anti-Cd71/Récepteur De La Transferrine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Numéro d'article: CM0006695



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD71/récepteur de la transferrine humain (TfR1), validé par KO, adapté à la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du fer, l'oncologie et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD71/récepteur de la transferrine [validé par KO]
Remarques/Alias	T9 ; TR ; TFR ; p90 ; CD71 ; TFR1 ; TRFR ; IMD46
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7037
GeneID	7037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 250 du CD71/récepteur de la transferrine humain (NP_003225.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02786
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Pain de glace