


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd71/Récepteur De La Transferrine Pour Wb - P02786

Numéro d'article: CM0005673



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD71/Récepteur de la transferrine (TFRC) humain. Validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du fer, l'entrée virale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb Lapin CD71/Récepteur de la Transferrine
Remarques/Alias	T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR, IMD46
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7037
GeneID	7037
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02786
Poids moléculaire	85 kDa
Expédition	Sac de glace