


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd71/Récepteur De La Transferrine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Numéro d'article: CM0027018



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CD71/récepteur de la transferrine (TFRC, TFR1, p90). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Pertinent pour la recherche sur le métabolisme du fer et l'entrée virale - P02786.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD71/récepteur de la transferrine Rabbit pAb
Remarques/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; CD71/récepteur de la transferrine
Espèce	Humain
GeneID	7037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la protéine humaine CD71/récepteur de la transferrine (NP_001121620.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02786
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace