

Anticorps Monoclonal Anti-Cd72 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21854

Numéro d'article: CM0006721

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin à haute affinité ciblant le CD72 humain (Lyb-2), validé pour les applications de Western blot, d'IHC-P et d'ELISA dans les études du corécepteur du récepteur des lymphocytes B et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD72
Remarques/Alias	CD72 ; CD72b ; LYB2 ; molécule CD72
Espèce	Homme
GeneID	971
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-359 du CD72 humain (NP_001773.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P21854
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace