

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd72 Pour Wb, Elisa - P21854

Numéro d'article: CM0025586

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD72 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte le CD72 humain, murin et de rat, un co-récepteur des lymphocytes B régulant la signalisation du BCR et l'homéostasie immunitaire. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD72
Remarques/Alias	LYB2, CD72b, CD72
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	971
GeneID	971
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-359 du CD72 humain (NP_001773.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21854
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace