

Anticorps Polyclonal Anti-CD73/Nt5E Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - P21589

Numéro d'article: CM0020884



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD73/NT5E validé pour le Western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA. Reconnaît l'ecto-5'-nucléotidase CD73 humaine, murine et rat. Adapté à l'immunodétection de cette enzyme ancrée par GPI à la membrane cellulaire impliquée dans l'hydrolyse des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CD73/NT5E
Remarques/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; CD73/NT5E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4907
GeneID	4907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-264 du CD73/NT5E humain (NP_002517.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21589
Poids moléculaire protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace