

Anticorps Monoclonal Anti-Cd74 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04233

Numéro d'article: CM0008983



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD74 humain (chaîne invariante) validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Cible un chaperon clé du CMH de classe II et le récepteur du MIF, soutenant la recherche immunitaire et les études antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD74 Rabbit mAb
Remarques/Alias	II ; p33 ; CLIP ; DHLAG ; HLADG ; Ia-GAMMA ; CD74
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	972
Identifiant du gène	972
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD74 humain (P04233).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04233
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace