

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd74 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P04233-2

Numéro d'article: CM0005260

Introduction

CamelBio fournit un anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD74 humain (chaîne invariante, CLIP) validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC, le FC et l'ELISA. Conçu pour la présentation de l'antigène de classe II du CMH et la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD74 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	II ; p33 ; CLIP ; DHLAG ; HLADG ; Ia-GAMMA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	972
Identifiant du gène	972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-232 du CD74 humain (NP_004346.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04233-2
Poids moléculaire de la protéine	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace