

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd74 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04233

Numéro d'article: CM0025262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD74 de haute qualité pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte le CD74 humain (P04233) et réagit de manière croisée avec le rat. Adapté à la recherche sur la chaperonne du CMH de classe II, le récepteur du MIF et l'immunité antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD74 Rabbit pAb
Remarques / Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	972
Identifiant du gène	972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-232 du CD74 humain (NP_004346.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04233
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace