

Anti-Cd74 Lapin Polymab® - P04233-2 / P04441-2

Numéro d'article: CM0012593

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD74 humain et murin (chaîne invariante). Validé pour le western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit avec les isoformes p33 et p35. P04233-2 / P04441-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD74 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Espèce	Humain/Souris
ID de gène (Humain)	972
ID de gène (Souris)	16149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-232 du CD74 humain (NP_004346.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P04233-2/P04441-2
Poids moléculaire	24kDa/26kDa
Expédition	Sac de glace