

Anticorps Monoclonal Anti-Cd79A Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Numéro d'article: CM0006520



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CD79a (Ig-alpha), validé pour WB, IHC, IF et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la signalisation du récepteur d'antigène des cellules B et la différenciation des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD79a Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	IGA, MB1, MB-1, IGA1pha
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	973
ID de Gène	973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-226 du CD79a humain. (NP_001774.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11912
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace