

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd79A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11912

Numéro d'article: CM0003404



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le CD79a humain (MB-1, Ig-alpha) pour WB, IHC-P, ELISA. Poids protéique 25 kDa. Usage recherche pour la signalisation du récepteur des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD79a Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	IGA ; MB1 ; MB-1 ; IGAlpha ; CD79a
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	973
GeneID	973
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11912
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace