

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd79A Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Numéro d'article: CM0015145



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la protéine CD79a recombinante (aa 165-225). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Détecte une protéine d'environ 25 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation du récepteur des lymphocytes B et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD79a Rabbit pAb
Remarques / Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	973
GeneID	973
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-225 de la CD79a humaine (NP_001774.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11912
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace