

Anticorps Monoclonal Anti-Cd79B Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P40259

Numéro d'article: CM0006369



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-CD79B validé pour WB, IF/ICC, FC, ELISA.

Détecte le CD79B humain (14/26 kDa) dérivé d'un immunogène recombinant. Convient pour la recherche sur la signalisation du récepteur des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD79B Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD79B ; AGM6 ; B29 ; IGB ; molécule CD79b
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	974
GeneID	974
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 du CD79B humain (NP_000617.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40259
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa / 26 kDa
Expédition	Sac de glace