

Anticorps Monoclonal Anti-Cd79B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Numéro d'article: CM0002803



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD79B validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le CD79B humain et de souris (Ig-bêta, B29), une protéine de signalisation du récepteur des cellules B essentielle pour l'immunité. Convient aux études sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD79B Rabbit mAb
Remarques/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	974
ID de Gène	974
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 130-229 du CD79B humain (NP_000617.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P40259
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace