

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd79B (B29, Ig-Bêta) Pour Wb, If, Fc, Elisa - P15530

Numéro d'article: CM0006866



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la CD79b de souris (B29, Ig-bêta), validé pour WB, IF, FC et ELISA. Détecte une bande d'environ 25 kDa ; réaction croisée avec le rat. Idéal pour les études du récepteur des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD79b
Remarques/Alias	B29 ; Igb ; Igbeta ; Ig-bêta
Espèce	Souris
GeneID (humain)	974
GeneID	15985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 158 de la CD79b de souris (NP_032365.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P15530
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac de glace