

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd79B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Numéro d'article: CM0018904



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD79B humain (B29, Igbeta, AGM6). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation du récepteur des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD79B Lapin pAb
Remarques/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	974
GeneID	974
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 130-229 du CD79B humain (NP_000617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40259
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace