

Polymab® Anti-Cd79B De Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Numéro d'article: CM0006428



Introduction

Le PolymAb® anti-CD79B de lapin est un anticorps monoclonal ciblant la protéine CD79B humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur des lymphocytes B et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® anti-CD79B de lapin
Remarques / Alias	B29 ; IGB ; AGM6 ; Igbeta
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	974
GeneID	974
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 130 et 229 de la CD79B humaine (NP_000617.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40259
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace