

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD80 Pour Wb, Fc, Elisa - P33681

Numéro d'article: CM0006939



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD80 de haute qualité validé pour Western Blot, cytométrie en flux et ELISA. Spécifique du CD80 humain, une molécule de costimulation T essentielle. Adapté à la recherche en immunologie et immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb lapin anti-CD80
Remarques / Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécule CD80
Espèce	Humain
GeneID	941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-242 du CD80 humain (NP_005182.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33681
Poids de la protéine	18 kDa / 29 kDa / 33 kDa
Expédition	Sac de glace